



TONGZHOU

PRUEBA VETERINARIA

CATÁLOGO

Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd.

SOBRE NOSOTROS

HANGZHOU TONGZHOU BIOTECH CO., LTD. es un proveedor líder de diagnósticos in-vitro (IVD) que integra una operación comercial completa, desde I+D, fabricación hasta marketing.

Tongzhou biotech cuenta con un centro e instalaciones de I+D especializados, un laboratorio estandarizado y un equipo de producción de primer nivel, así como la implementación del sistema de calidad ISO13485, que brinda una garantía confiable para el desarrollo de Productos y la calidad de la producción. Desde navegar por el entorno regulatorio hasta la comunicación regular desde el momento del pedido hasta la entrega, somos conocidos por la excelencia en calidad y servicio.

Somos innovadores en el área de diagnóstico. Han lanzado una serie de Productos rápidos POCT, que incluyen materiales biológicos de antígenos y anticuerpos, inspección de salud de la mujer, detección de enfermedades infecciosas, series de pruebas de abuso de drogas, marcadores tumorales y detección de marcadores cardíacos.


Nuestra misión es mejorar la salud de los seres humanos, con la esperanza de brindar soluciones más convenientes, eficientes y completas para el campo de las Pruebas Rápidas y POCT. Haga los mejores esfuerzos para proporcionar mejores Productos y servicios a todo el mundo.





CONTENIDO

- 01 Rango de Pruebas Rápidas Caninas
- 02 Rango de Pruebas Rápidas Felinas
- 03 Rango de Pruebas Rápidas Porcinas
- 04 Rango de Pruebas Rápidas Bovinas
- 05 Rango de Pruebas Rápidas para otros animales
- 06 Veterinario Lector de Flujo Lateral (LF)
- 08 Análisis de orina veterinario



Rango de Pruebas Rápidas Caninas

Información sobre pedidos

Nombre del producto	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por caja
Prueba rápida de antígeno del virus del Distemper canino	Secreción	Casete	HI001-5002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus del Distemper canino	Suero/Plasma	Casete	HI002-3002	10 T
Prueba Rápida de antígeno de parvovirus canino	Heces/Vomit	Casete	HI003-6002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos de parvovirus canino	Suero/Plasma	Casete	HI004-3002	10 T
Prueba rápida de antígeno de coronavirus canino	Heces/Vomit	Casete	HI005-6002	10 T
Prueba rápida combinada para CPV + CCV Ag	Heces/Vomit	Casete	HI006-6025	10 T
Prueba rápida combinada para CDV + CPV Ab	Suero/Plasma	Casete	HI007-3025	10 T
Prueba rápida combinada para CDV + CPV Ag	Secreción+Heces/Vomit	Casete	HI008-5025	10 T
Prueba rápida combinada para CPV + CCV+Giardia Ag	Heces/Vomit	Casete	HI009-6035	10 T
Prueba rápida de proteína C-reactiva canina	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI010-4002	10 T
Prueba rápida de antígeno de adenovirus canino tipo II	Secreción	Casete	HI011-5002	10 T
Prueba rápida de antígeno del virus de la influenza canina	Secreción	Casete	HI012-5002	10 T
Prueba rápida combinada para CDV + CAV-II Ag	Secreción	Casete	HI013-5025	10 T
Prueba rápida combinada para CDV+CAV-II+CIV Ag	Secreción	Casete	HI014-5035	10 T
Prueba rápida de anticuerpos de Ehrlichia Canis	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI015-4002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos de Leishmania	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI016-4002	10 T
Prueba rápida de antígeno de gusano del corazón canina	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI017-4002	10 T
Prueba rápida combinada para Canis Ehrlichia Ab + CHW Ag	Suero/Plasma	Casete	HI018-3025	10 T
Prueba rápida combinada para Canis Ehrlichia Ab + LSH Ab	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI019-4025	10 T
Prueba rápida combinada para Canis Ehrlichia Ab +LSH Ab+ CHW Ag	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI020-4035	10 T
Prueba rápida combinada para CHW Ag + Ehrlichia Ab + Lyme Ab	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI021-4035	10 T
Prueba rápida de antígeno de Brucella LPS canina (C.Bru-LPS)	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI022-4002	10 T
Prueba rápida de antígeno de Relaxina canina (RLN)	Suero/Plasma	Casete	HI023-3002	10 T



Rango de Pruebas Rápidas Felinas

Información sobre pedidos

Nombre del producto	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por caja
Prueba rápida de antígeno del virus de la panleucopenia felina	Heces/Vomit	Casete	HI024-6002	10 T
Prueba rápida de antígeno del virus de la leucemia felina	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI025-4002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia felina	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI026-4002	10 T
Prueba rápida combinada para FIV Ab + FeLV Ag	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI027-4025	10 T
Prueba rápida combinada para FPV+Giardia Lamblia Ag	Heces	Casete	HI028-6025	10 T
Prueba rápida de antígeno de calicivirus felino	Secreción	Casete	HI029-5002	10 T
Prueba rápida de antígeno del virus del herpes felino	Ojos Secretion	Casete	HI030-5002	10 T
Prueba rápida combinada para FHV+ FCV Ag	Secreción	Casete	HI031-5025	10 T
Prueba rápida de anticuerpos de corona virus felino	Suero/Ascitis/Hidrotórax	Casete	HI032-3002	10 T
Prueba rápida de antígeno de FCoV	Ascitis/Hidrotórax	Casete	HI033-9002	10 T
Prueba rápida combinada para FCoV+FPV+Giardia Lamblia Ag	Heces	Casete	HI034-6035	10 T
Prueba rápida de antígeno de amiloide sérico A felino	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI035-4002	10 T
Prueba rápida de antígeno de gusano del corazón felino	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI036-4002	10 T



Rango de Pruebas Rápidas Porcinas

Información sobre pedidos

Nombre del producto	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por caja
prueba rápida de antígeno de ASFV	Suero/Plasma/Tejido	Casete	HI037-3002	10 T
Prueba rápida combinada para el virus de la peste porcina africana P30/P54/P72 Ab	Suero/Plasma	Casete	HI038-3035	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus de la peste porcina clásica (VPPC)	Suero/Plasma	Casete	HI039-3002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus del síndrome reProductivo y respiratorio porcino (PRRSV)	Suero/Plasma	Casete	HI040-3002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del circovirus porcino tipo II (PCV-2)	Suero/Plasma	Casete	HI041-3002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus de la pseudorabia porcina gE (PRV-gE)	Suero/Plasma	Casete	HI042-3002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus de la pseudorabia porcina gB	Suero/Plasma	Casete	HI043-3002	10 T
Prueba rápida de antígeno de la nueva gripe porcina (G4 EA H1N1)	Hisopo nasofaríngeo	Casete	HI044-5002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos de triquina porcina	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI045-4002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus de la fiebre aftosa tipo A	Suero/Plasma	Casete	HI046-3002	10 T



Rango de Pruebas Rápidas Bovinas

Información sobre pedidos

Nombre del producto	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por caja
Prueba rápida de anticuerpos del virus de la fiebre aftosa tipo O (FMDV-O)	Suero/Plasma	Casete	HI047-3002	10 T
Prueba rápida de antígeno de rotavirus	Heces	Casete	HI048-6002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos de la tuberculosis bovina	Suero/Plasma	Casete	HI049-3002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus de la fiebre aftosa tipo A (B.FMDV-A)	Suero/Plasma	Casete	HI050-3002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus de la diarrea vírica bovina	Suero/Plasma	Casete	HI051-3002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos del virus de la fiebre aftosa de proteína no estructural	Suero/Plasma	Casete	HI052-3002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos de Brucella bovina	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI053-4002	10 T
Prueba rápida de embarazo bovino (PAG)	Suero/Plasma	Casete	HI054-3002	10 T
Prueba rápida de embarazo bovino	P/Suero/Leche	Casete	HI055-2002	10 T



Rango de Pruebas Rápidas para otros animales

Información sobre pedidos

Nombre del producto	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por caja
Prueba rápida de Giardia Lamblia(Trofozoito)	Heces	Casete	HI056-6002	10 T
Prueba rápida de Giardia Lamblia (trofozoito y quistes)	Heces	Casete	HI057-6025	10 T
Prueba rápida de anticuerpos de Toxoplasma IgG/ IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI058-4002	10 T
Prueba rápida de antígeno de Toxoplasma	Heces/Suero/Plasma	Casete	HI059-6002	10 T
Prueba rápida de antígeno de SARS-CoV-2	Swab	Casete	HI060-5002	10 T
Prueba rápida de antígeno del virus de la enfermedadde Newcastle (NDV)	Heces/Secreción	Casete	HI061-6002	10 T
Prueba rápida de antígeno del virus de la gripe aviar (AIV)	Laringotraqueal secretion/Heces	Casete	HI062-5002	10 T
Prueba rápida de anticuerpos de Lyme IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI063-4002	10 T
Prueba rápida de Leptospira IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	HI064-4002	10 T
Prueba rápida de antígeno de Cryptosporidium	Heces	Casete	HI065-6002	10 T



VETERINARIO

Lector de Flujo Lateral (LF)

HITR-100

Para uso veterinario
Convergencia del Poder de
Electrónica y Pruebas Rápidas



Especificaciones técnicas

Principio:	Imagen óptica
Formato de la prueba:	Casete, Tira o Panel
Medida:	Cualitativo/ Semi-cuantitativo/ Cuantitativo
Tiempo de lectura:	<10 Segundos
Tiempo de prueba:	Ref: Analitos
Espécimen:	Orina/ Plasma/ Suero/ Sangre entera /Heces /Hisopo
Fuente de alimentación:	DC 5V
Memoria interna:	8GB
Dimensiones:	155 mm×119 mm×111 mm
Peso:	440g
OS:	Windows-based Proprietary Program
Condiciones de almacenamiento:	-10°C – 60°C
Condiciones de funcionamiento:	15°C – 30°C
Conexión de interfaz:	USB 2.0
Analizar la información:	QR Code
Compatibilidad:	LIS (Opcional)

VETERINARIO

Flujo Lateral (LF)

Lector Plus

HITR-200

Para uso veterinario



Fácil de usar

Pantalla táctil de 7"
Resultados rápidos en pantalla
Impresión automática

Fácil de operar

Tamaño pequeño (221*215*165 mm)
Peso ligero (< 1,5 kg)

Diseño portátil

Funcionamiento enchufar & usar sencillo
Requiere menos formación

Múltiples elementos de prueba

Reactivos de oro coloidal
Reactivos de látex
Reactivos químicos secos

LIS Compatibilidad

Especificaciones técnicas

Principio:

Formato de la prueba:

Pantalla táctil:

Medida:

Tiempo de lectura:

Fuente de alimentación:

Dimensiones (L*W*H):

Peso:

Almacenamiento de datos:

Puertos de conexión:

Impresión:

Imágenes ópticas y procesamiento de imágenes

Tira, Casete and Panel

7 Inches

Cualitativo/ Semi-cuantitativo/ Cuantitativo

5 segundos

DC 12V, 2A

221 * 215 *165 mm

< 1.5 kg

Hasta 3.000

Puerto LAN, 4 puertos USB

Impresora térmica integrada

Análisis de orina veterinario

HIUR-200

Para uso veterinario



Especificaciones técnicas

Principio :	Colorimetría fotoeléctrica
Velocidad de prueba :	60 pruebas/hora
Almacenamiento de datos :	10.000 resultados
Tiempo de incubación de la tira :	1 minuto
Longitud de onda de la luz :	470nm, 525 nm and 625 nm
Pantalla :	3.5" LCD pantalla táctil
Impresión :	Impresora térmica integrada
Conectividad :	RS232 puerto ,USB 2 puertos
Condición de funcionamiento :	10-30°C, RH≤ 80% , 76-106kPa
Tensión de funcionamiento :	AC100-240V, 50/60Hz, DC 5.85V±0.45V (AA×4)
Peso :	600g
Dimensiones (L/W/H) :	200*137*52 mm

Producto :	Reactivo para análisis de orina Tiras reactivas
Medida :	Cualitativo/ semicuantitativo
Tiempo de lectura :	30 -120 segundos
Tiempo de conservación :	24 meses
Temperatura de almacenamiento :	2-30°C

Significado clínico

Parámetros	Significado clínico
Ácido ascórbico (ASC)	Los niveles elevados de ASC afectan a los resultados de las pruebas de otros parámetros, lo que indica la realización de nuevas pruebas.
Bilirrubina (BIL)	Los niveles elevados de BIL indican diferentes formas de enfermedad hepática, como la hepatitis.
Sangre (BLO)	La presencia de BLO indica una serie de patologías, entre ellas lesiones renales o de las vías urinarias.
Glucosa (GLU)	La presencia de GLU aporta valor diagnóstico para la diabetes y la insuficiencia renal aguda.
Cetona (KET)	Los niveles elevados de KET indican diabetes, inanición, vómitos y estados febriles.
Leucocitos (LEU)	La presencia de LEU indica infección renal o del tracto urinario o posiblemente un tumor.
Nitrito (NIT)	La presencia de NIT indica infección, incluida una infección urinaria.
pH	Los valores de pH alcalino (>8) sugieren infección del tracto urinario.
Gravedad específica (SG)	Los niveles elevados de SG indican enfermedad hepática, pérdida excesiva de agua libre o insuficiencia cardíaca congestiva.
Proteína (PRO)	El nivel elevado de PRO es un síntoma frecuente en las enfermedades renales.
Urobilinógeno (URO)	Los niveles elevados de URO pueden indicar alteraciones de las funciones hepáticas, cirrosis y hepatitis vírica.

Información sobre pedidos

Cat.no.	Producto	Muestra	Formato	Formato	Envase
HIU011-11	Barras de reactivo para análisis de orina	Orina	11 Analytes :	LEU/NIT/URO/PRO/pH/BLO/SG/KET/BIL/GLU/ASC	100 T



Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd.

Room 102, Building 4, No. 191, Xintian Road, Yunhe Street,
Linping District, Hangzhou, China.

Email: Tongzhou01@tongzhoubio.com / service@tongzhoubio.com