



TONGZHOU CATÁLOGO

Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd.

SOBRE NOSOTROS

HANGZHOU TONGZHOU BIOTECH CO., LTD. es un proveedor líder de diagnósticos in-vitro (IVD) que integra una operación comercial completa, desde I+D, fabricación hasta marketing.

Tongzhou biotech cuenta con un centro e instalaciones de I+D especializados, un laboratorio estandarizado y un equipo de producción de primer nivel, así como la implementación del sistema de calidad ISO13485, que brinda una garantía confiable para el desarrollo de productos y la calidad de la producción. Desde navegar por el entorno regulatorio hasta la comunicación regular desde el momento del pedido hasta la entrega, somos conocidos por la excelencia en calidad y servicio.

Somos innovadores en el área de diagnóstico. Han lanzado una serie de productos rápidos POCT, que incluyen materiales biológicos de antígenos y anticuerpos, inspección de salud de la mujer, detección de enfermedades infecciosas, series de pruebas de abuso de drogas, marcadores tumorales y detección de marcadores cardíacos.

Nuestra misión es mejorar la salud de los seres humanos, con la esperanza de brindar soluciones más convenientes, eficientes y completas para el campo de las Pruebas Rápidas y POCT. Haga los mejores esfuerzos para proporcionar mejores productos y servicios a todo el mundo.



CONTENIDO

01 Pruebas Rápidas para
Enfermedades Infecciosas


10 Pruebas Rápidas para
la Salud de la Mujer

13 Pruebas Rápidas para
Drogas de Abuso

38 Pruebas Rápidas para
Marcadores Tumoraes

39 Pruebas Rápidas para
Marcadores Cardíacos

40 Otras pruebas rápidas



Pruebas rápidas para enfermedades infecciosas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de estreptococo A (línea de control en rojo)	Ver Insertar	Hisopo de garganta	Tira	I045-5001	25 T	CE
			Casete	I045-5002	20 T	CE
Hisopo de garganta		Tira	I046-5001	25 T	CE	
		Casete	I046-5002	20 T	CE	
Orina		Casete	I047-1002	10 T	CE	
Hisopo de garganta		Casete	I048-5002	20 T	CE	
Sangre entera/ Suero/Plasma		Casete	I048-4025	25 T	CE	
Sangre entera/ Suero/Plasma		Casete	I049-4002	25 T	CE	
Sangre entera/Suero/Plasma /Cerebral Spinal Fluid (CSF)		Casete	I080-4002	10/25 T	CE	
Hisopo		Tira	I081-5001	25 T	CE	
		Casete	I081-5002	10/20/25 T	CE	
Hisopo		Casete	I084-5025	10/20/25 T	CE	
Sangre entera/ Suero/Plasma		Casete	I068-4002	25 T	CE	
Sangre entera/ Suero/Plasma		Casete	I069-4002	25 T	CE	
Sangre entera/ Suero/Plasma		Casete	I123-4002	25 T	NON-CE	
Sangre entera/s uero/plasma		Casete	I124-4002	25 T	NON-CE	
Hisopo nasofaríngeo		Casete	I063-5025	20 T	CE	
Hisopo		Casete	I148-5025	10 T	CE	
Hisopo		Casete	I064-5035	20 T	CE	
Hisopo nasofaríngeo		Casete	I065-5045	20 T	CE	
Hisopo nasofaríngeo		Casete	I070-5055	20 T	CE	
Sangre entera/ Suero/Plasma		Casete	I066-4025	10/20/25 T	CE	
Sangre entera/ Suero/Plasma		Casete	I067-4025	10/20/25 T	CE	

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas rápidas para enfermedades infecciosas


Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de antígeno de SARS-CoV-2	Ver Insertar	Hisopo nasofaríngeo	Casete	COV-N001	25 T	CE
Prueba rápida de antígeno de SARS-CoV-2		Hisopo nasal	Casete	COV-N002	25 T	CE
Prueba rápida de antígeno de Coronavirus (SARS-CoV-2) Autodiagnóstico		Hisopo nasal	Casete	COV-NH002	1/2/5/7/10/15/20/25T	CE1434
Prueba del antígeno SARS-CoV-2 - saliva		Saliva	Casete	COV-S001	20 T	CE
Prueba rápida de antígeno de <i>Adenovirus pneumoniae</i>		Hisopo	Casete	I050-5002	20 T	CE
Prueba rápida de Influenza A+B		Hisopo/ Nasal Aspirate	Tira	I051-5001	25 T	CE
			Casete	I051-5002	20 T	CE
Prueba rápida de Influenza A		Hisopo/ Nasal Aspirate	Tira	I052-5001	25 T	CE
			Casete	I052-5002	20 T	CE
Prueba rápida de RSV		Hisopo nasofaríngeo/ aspirado nasal	Casete	I053-5002	20 T	CE
Prueba rápida de combinada de RSV y Influenza A+B		Hisopado/aspirado nasal	Casete	I054-5025	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de Adenovirus y RSV		Hisopo nasofaríngeo	Casete	I055-5025	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de adenovirus, RSV e influenza A+B		Hisopo nasofaríngeo	Casete	I056-5035	10 T	CE
Prueba rápida de <i>Legionella pneumophila</i>		Orina	Casete	I073-1002	10/12/25/40 T	CE
Prueba rápida de IgM de <i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I074-4002	3/4/20/30 T	CE
Prueba rápida de IgG de EBV VCA		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I075-4002	10/25 T	CE
Prueba rápida de IgG de EBNA		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I076-4002	10/25 T	CE
Prueba rápida de combinada de IgG de EBV VCA y EBNA		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I077-4025	10/25 T	CE
Prueba rápida de combinada de <i>S. pneumoniae</i> y <i>L. pneumoohila</i>		Orina	Casete	I078-1025	10/25 T	CE
Prueba rápida de HMPV		Hisopo nasofaríngeo	Casete	I149-5002	20 T	NON-CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas rápidas para enfermedades infecciosas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Chagas (Suero/Plasma)	Ver Insertar	Suero/Plasma	Casete	I025-3002	25 T	CE
Prueba rápida de Chagas (Sangre entera/Suero/Plasma)		Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I025-4002	25 T	CE
Prueba rápida de IgG/IgM de Chikungunya (Suero/Plasma)		Suero/Plasma	Casete	I026-3002	25 T	CE
Prueba rápida de IgG/IgM de Chikungunya (Sangre entera/Suero/Plasma)		Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I026-4002	25 T	CE
Prueba rápida de dengue IgG/IgM		Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I027-4002	10 T	CE
Prueba rápida de dengue NS1		Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I028-4002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de dengue IgG/IgM y NS1		Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I029-4025	25 T	CE
Prueba rápida de Zika NS1		Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I030-4002	10 T	CE
Prueba rápida de Zika IgG/IgM		Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I031-4002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de Zika IgG/IgM y NS1		Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I032-4025	10 T	CE
Prueba rápida de filariasis IgG/IgM (Suero/Plasma)		Suero/Plasma	Casete	I033-3002	25 T	CE
Prueba rápida de filariasis IgG/IgM (Sangre entera/Suero/Plasma)		Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I034-4002	25 T	CE
Prueba rápida de tifoideo IgG/IgM (Suero/Plasma)		Suero/Plasma	Casete	I035-3002	25 T	CE
Prueba rápida de tifoideo IgG/IgM (Sangre entera/Suero/Plasma)		Sangre entera/Suero/Plasma	Tira	I035-4001	50 T	CE
			Casete	I035-4002	25 T	CE


* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas rápidas para enfermedades infecciosas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de antígeno de <i>Salminella typhi</i>	Ver Insertar	Heces	Casete	I036-6002	25 T	CE
Prueba rápida de antígeno de <i>Salminella paratyphi</i>		Heces	Casete	I086-6002	10/20/25 T	CE
Prueba rápida de combinada de antígenos de <i>Salminella typhi</i> y <i>paratyphi</i>		Heces	Casete	I088-6025	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de antígenos de <i>Salmonella typhi</i> y <i>paratyphi</i> B		Heces	Casete	I146-6025	10 T	CE
Prueba rápida de <i>Leishmania</i> IgG/IgM		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I037-4002	25 T	CE
Prueba rápida de <i>Leptospira</i> IgG/IgM		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I038-4002	25 T	CE
Prueba rápida de <i>Malaria</i> P.f.		Sangre entera	Tira	I039-4001	50 T	CE
			Casete	I039-4002	25 T	CE
Prueba rápida de <i>Malaria</i> P.f./ Pan		Sangre entera	Casete	I040-4002	25 T	CE
Prueba rápida de <i>Malaria</i> P.f./Pv.		Sangre entera	Casete	I041-4002	25 T	CE
Prueba rápida de <i>Malaria</i> Pf/Pv/Pan	Sangre entera	Casete	I042-4002	25 T	CE	

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas rápidas para enfermedades infecciosas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de adenovirus	Ver Insertar	Heces	Casete	I005-6002	25 T	CE
Prueba rápida de rotavirus		Heces	Casete	I006-6002	25 T	CE
Prueba rápida de norovirus		Heces	Casete	I007-6002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de rotavirus y adenovirus		Heces	Casete	I008-6025	25 T	CE
Prueba rápida de combinada de Rotavirus y Adenovirus		Heces	Cup	I008-6027	1 T/10 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de norovirus, rotavirus y adenovirus		Heces	Casete	I009-6035	10 T	CE
Prueba rápida de astrovirus		Heces	Casete	I010-6002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de norovirus, rotavirus, adenovirus y astrovirus		Heces	Casete	I011-6045	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de norovirus, rotavirus, adenovirus y astrovirus		Heces	Cup	I011-6047	1 T/10 T	NON-CE
Prueba rápida de <i>Entamoeba histolytica</i>		Heces	Casete	I012-6002	10 T	CE
Prueba rápida de <i>giardia lamblia</i>		Heces	Casete	I013-6002	10 T	CE
Prueba rápida de <i>criptosporidio</i>		Heces	Casete	I014-6002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de <i>criptosporidio</i> y <i>giardia lamblia</i>		Heces	Casete	I015-6025	10 T	CE
Prueba rápida de <i>Entamoeba/Giardia/cripto</i> (1 ventana)		Heces	Casete	I016-6002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de <i>Entamoeba/Giardia/cripto</i> (3 ventanas)		Heces	Casete	I016-6035	10 T	CE
Prueba rápida de <i>Campylobacter</i>		Heces	Casete	I017-6002	10 T	CE
Prueba rápida de <i>Clostridium difficile</i> GDH		Heces	Casete	I018-6002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de <i>Clostridium difficile</i> Toxina A+Toxina B		Heces	Casete	I019-6025B	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de <i>Clostridium difficile</i> GDH+ Toxina A+Toxina B		Heces	Casete	I020-6035B	10 T	CE
Prueba rápida de anticuerpos de <i>H. pylori</i> (Suero/Plasma)		Suero/Plasma	Casete	I021-3002	25 T	CE
Prueba rápida de anticuerpos de <i>H. pylori</i> (Sangre entera/ Suero/Plasma)		Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	I021-4001	50 T	CE
			Casete	I021-4002	25 T	CE
Prueba rápida de antígeno de <i>H. pylori</i>		Heces	Tira	I021-6001	25 T	CE
			Casete	I021-6002	25 T	CE
Prueba rápida de antígeno de <i>H. pylori</i>		Heces	Cup	I021-6007	1 T/10 T	NON-CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas rápidas para enfermedades infecciosas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de <i>Vibrio cholerae</i> O1 (VC 01)	Ver Insertar	Heces	Casete	I022-6002	10 T	CE
Prueba rápida de <i>Vibrio cholerae</i> O139 (VC 0139)		Heces	Casete	I023-6002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de <i>Vibrio cholerae</i> O1/O139		Heces	Casete	I024-6025	10 T	CE
Prueba rápida de antígeno de Shigella Flexneri		Heces	Casete	I444-6002	10 T	CE
Prueba rápida de antígeno de Shigella Flexneri		Heces	Casete	I445-6002	10 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Marcadores de hepatitis y banco de sangre

Nombre del producto


Prueba rápida de HBsAg	Ver Insertar	Suero/Plasma	Tira	I091-3001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de HBsAg		Suero/Plasma	Casete	I091-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HBsAg		Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	I091-4001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de HBsAg		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I091-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HBsAb		Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	I092-4001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de HBsAb		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I092-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HBsAb		Suero/Plasma	Tira	I092-3001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de HBsAb		Suero/Plasma	Casete	I092-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HBcAb		Suero/Plasma	Casete	I093-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HBeAb		Suero/Plasma	Casete	I094-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HBeAg		Suero/Plasma	Casete	I095-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HBV		Suero/Plasma	Casete	I096-3055	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HCV		Suero/Plasma	Tira	I097-3001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de HCV		Suero/Plasma	Casete	I097-3002	25 T	NON-CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas rápidas para enfermedades infecciosas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de HCV	Ver Insertar	Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	I097-4001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de HCV		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I097-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HEV IgG/IgM		Suero/Plasma	Casete	I043-3002	40 T	CE
Prueba rápida de HIV 1.2		Orina	Casete	I099-1002	25 T	NON-CE
Prueba rápida domicili de HIV 1.2		Orina	Casete	I099-1002H	1 T	NON-CE
Prueba rápida de HIV 1.2		Fluido oral	Casete	I099-8002	20 T	NON-CE
Prueba rápida de HIV 1.2		Suero/Plasma	Casete	I099-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HIV 1.2		Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	I099-4001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de HIV 1.2		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I099-4002	25 T	NON-CE
Kit de un solo uso de Prueba rápida de HIV 1.2		Sangre entera	Casete	I099-4002S	1 T	NON-CE
Prueba rápida de HIV 1.2.O		Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	I100-4001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de HIV 1.2.O		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I100-4002	25 T	NON-CE
Kit de un solo uso de Prueba rápida de HIV 1.2.O		Sangre entera	Casete	I100-4002S	1 T	NON-CE
Prueba rápida de antígeno de HIV p24		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I101-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HIV 1.2 y HIV p24		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I102-4025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HIV 1.2 y HIV p24		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I102-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HIV 1.2.O y HIV p24		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I147-T4002	25 T	NON-CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas rápidas para enfermedades infecciosas



Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de sífilis (S/P)	Ver Insertar	Suero/Plasma	Tira	I044-3001	50 T	CE
Prueba rápida de sífilis (S/P)		Suero/Plasma	Casete	I044-3002	20/25 T	CE
Prueba rápida de sífilis		Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	I044-4001	50 T	CE
Prueba rápida de sífilis		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I044-4002	25 T	CE
Prueba rápida de combinada de HBsAg y HCV		Suero/Plasma	Casete	I103-3025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HBsAg y HCV		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I103-4025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de sífilis/HIV1.2		Suero/Plasma	Casete	I104-3025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de sífilis/HIV1.2.O		Suero/Plasma	Casete	I105-3025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de sífilis/HIV1.2.O		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I105-4025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HIV 1.2 y sífilis (en una tira)		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I106-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HBsAg/HCV/HIV		Suero/Plasma	Casete	I107-3035	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HBsAg /HCV/HIV 1.2		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I107-4035	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HBsAg /HCV/HIV/Sífilis		Suero/Plasma	Casete	I108-3045	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de HBsAg /HCV/HIV/Sífilis		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I108-4045	25 T	NON-CE
Prueba rápida de HAV IgM		Suero/Plasma	Casete	I082-3002	10/20/25 T	NON-CE
Prueba rápida de HAV IgM		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I082-4002	10/20/25 T	CE
Prueba rápida de combinada de HAV IgG/IgM		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I083-4025	10/20/25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas rápidas para enfermedades infecciosas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de antígeno de Brucella Abortus	Ver Insertar	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I057-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Lyme IgG/IgM		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I058-4002	10 T	CE
Prueba rápida de tétanos		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I059-4002	25 T	CE
Prueba rápida de tuberculosis (TB)		Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	I060-4001	50 T	CE
			Casete	I060-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Scrub Typhus IgG/IgM		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I079-4002	10/25 T	CE
Prueba rápida de anticuerpos de viruela del mono		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I089-4002	10/20/ 25/40 T	CE
Prueba rápida de antígeno de viruela del mono		Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	I090-4002	10/20/ 25/40 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas rápidas para la Salud de la Mujer

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de embarazo (hCG)	20 mIU/mL, 25 mIU/mL*	Orina	Tira	F001-1001	50 T	CE
			Casete	F001-1002	25 T	CE
			Tira	F001-1011	25 T	CE
	10 mIU/mL	Orina	Tira	F001-U1001	50 T	CE
			Casete	F001-U1002	25 T	CE
			Tira	F001-U1011	25 T	CE
Prueba rápida de embarazo (hCG) (La orina)	40 mIU/mL	Orina	Tira	F001-A1001	50 T	CE
			Casete	F001-A1002	25 T	CE
	200 mIU/mL	Orina	Tira	F001-B1001	50 T	CE
			Casete	F001-B1002	25 T	CE
	500 mIU/mL	Orina	Tira	F001-C1001	50 T	CE
			Casete	F001-C1002	25 T	CE
	2000 mIU/mL	Orina	Tira	F001-D1001	50 T	CE
			Casete	F001-D1002	25 T	CE
Prueba rápida de embarazo (hCG) Midstream	25 mIU/mL	Orina	Midstream	F001-1003	1 T	CE
	10 mIU/mL			F001-U1003		CE
	20 mIU/mL			F001-F1003		NON-CE
Prueba rápida de embarazo (hCG) (Suero/Plasma/Orina)	20 mIU/mL, 25 mIU/mL*	Suero/Plasma/Orina	Tira	F001-2001	50 T	CE
			Casete	F001-2002	25 T	CE
			Tira	F001-2011	25 T	CE
	10 mIU/mL	Suero/Plasma/Orina	Tira	F001-U2001	50 T	CE
			Casete	F001-U2002	25 T	CE
			Tira	F001-U2011	25 T	CE
Prueba rápida de embarazo (hCG) (Sangre entera/Suero/Plasma)	25 mIU/mL	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	F001-4002	25 T	CE
	10 mIU/mL		Casete	F001-U4002	25 T	CE
Prueba rápida de ovulación (LH)	35 mIU/mL, 40 mIU/mL*	Orina	Tira	F002-1001	50 T	CE
			Casete	F002-1002	25 T	CE
			Tira	F002-1011	25 T	CE
	30 mIU/mL	Orina	Tira	F002-U1001	50 T	CE
			Casete	F002-U1002	25 T	CE
			Tira	F002-U1011	25 T	CE
Prueba rápida de ovulación (LH) Midstream	40 mIU/mL	Orina	Midstream	F002-1003	1 T	CE
	35 mIU/mL		Midstream	F002-M1003	1 T	CE
	30 mIU/mL		Midstream	F002-U1003	1 T	CE
Prueba rápida de FSH	25 mIU/mL	Orina	Tira	F003-1001	50 T	CE
			Casete	F003-1002	25 T	CE
			Midstream	F003-1003	2 T	NON-CE
Prueba rápida de AMH	1-7 ng/mL	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	F004-4002	10 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas rápidas para la Salud de la Mujer


Nombre del producto	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de fibronectina fetal (fFN)	Secreción Vaginal	Casete	F005-5002	25 T	CE
Prueba rápida de proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGFBP-1)	Secreción Vaginal	Casete	F006-5002	25 T	CE
Prueba rápida de HSV 1/2 IgM (Suero/Plasma)	Suero/Plasma	Casete	I061-3002	25 T	CE
Prueba rápida de HSV 1/2 IgM (Sangre entera/Suero/Plasma)	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I061-4002	25 T	CE
Prueba rápida de HSV 1/2 IgG (S/P)	Suero/Plasma	Casete	I071-3002	25 T	CE
Prueba rápida de HSV 1/2 IgG (ST/S/P)	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I071-4002	25 T	CE
Prueba rápida de HSV 1/2 IgG/IgM (Suero/Plasma)	Suero/Plasma	Casete	I062-3002	25 T	CE
			I062-3025		NON-CE
Prueba rápida de HSV 1/2 IgG/IgM (Sangre entera/Suero/Plasma)	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I062-4002	25 T	CE
Prueba rápida de combinada de HSV 1/2 IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I062-4025	25 T	CE
Prueba rápida de <i>Candida albicans</i>	Hisopo Vaginal	Casete	I001-5002	10 T	CE
Prueba rápida combinada de <i>Candida albicans</i> y <i>Trichomonas Vaginalis</i>	Hisopo Vaginal	Casete	I153-5025	20 T	NON-CE
Prueba rápida de gonorrea	Hisopo	Casete	I002-5002	20 T	CE
Prueba rápida de combinada de gonorrea y clamidia	Hisopo	Casete	I003-5025	10 T	NON-CE
Prueba rápida de estreptococo B	Hisopo	Tira	I004-5001	25 T	CE
	Hisopo Vaginal	Casete	I004-5002	25 T	CE
Prueba rápida de <i>Trichomonas vaginalis</i>	Hisopo/Orina	Casete	I085-5002	10/20/25 T	CE
Prueba rápida de clamidia	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I098-5002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Chlamydia IgG	Suero/Plasma	Casete	I141-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de CMV IgM	Suero/Plasma	Casete	I111-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de CMV IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I111-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de CMV IgG	Suero/Plasma	Casete	I112-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de CMV IgG	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I112-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de CMV IgG/IgM	Suero/Plasma	Casete	I113-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combina da de CMV IgG/IgM	Suero/Plasma	Casete	I113-3025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combina da de CMV IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I113-4025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de CMV IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I113-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Toxo IgG/IgM	Suero/Plasma	Casete	I114-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de Toxo IgG/IgM	Suero/Plasma	Casete	I114-3025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de Toxo IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I114-4025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Toxo IgG	Suero/Plasma	Casete	I114-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Toxo IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I114-4002	25 T	NON-CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas rápidas para la Salud de la Mujer

Nombre del producto	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Toxo IgG	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I115-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Toxo IgG	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I115-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Toxo IgM	Suero/Plasma	Casete	I116-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Toxo IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I116-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de Toxo IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I114-4025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de ToRCH IgG/IgM	Suero/Plasma	Casete	I117-3045	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de ToRCH IgG/IgM	Suero/Plasma	Casete	I117-3085	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de Torch IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I117-4045	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de Torch IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I117-4085	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de ToRCH IgG	Suero/Plasma	Casete	I121-3045	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de ToRCH IgG	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I121-4045	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de ToRCH IgM	Suero/Plasma	Casete	I122-3045	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de ToRCH IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I122-4045	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Rubella IgG	Suero/Plasma	Casete	I120-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Rubella IgG	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I120-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Rubella IgM	Suero/Plasma	Casete	I109-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Rubella IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I109-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Rubella IgG/IgM	Suero/Plasma	Casete	I110-3002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Rubella IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I110-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de Rubella IgG/IgM	Suero/Plasma	Casete	I110-3025	25 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de Rubella IgG/IgM	Sangre entera/Suero/Plasma	Casete	I110-4025	25 T	NON-CE

* Storage temperature: 2 – 30 °C Shelf life: 24 Months



Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas


Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de 7-aminoclonazepam (7-ACL)	300 ng/mL*	Orina	Casete	D001-1002	25 T	CE
			Panel	D001-1014	25 T	CE
			Tira	D001-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Anfetamina (AMP)	300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL*	Orina	Casete	D002-1002	25 T	CE
			Panel	D002-1014	25 T	CE
			Tira	D002-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Barbitúrico (BAR)	200 ng/mL, 300 ng/mL*	Orina	Casete	D003-1002	25 T	CE
			Panel	D003-1014	25 T	CE
			Tira	D003-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Buprenorfina (BUP)	5 ng/mL, 10 ng/mL*	Orina	Casete	D004-1002	25 T	CE
			Panel	D004-1014	25 T	CE
			Tira	D004-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Benzodiazepinas (BZO)	100 ng/mL, 200 ng/mL, 300 ng/mL*	Orina	Casete	D005-1002	25 T	CE
			Panel	D005-1014	25 T	CE
			Tira	D005-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Cocaína (COC)	100 ng/mL, 150 ng/mL, 300 ng/mL*	Orina	Casete	D006-1002	25 T	CE
			Panel	D006-1014	25 T	CE
			Tira	D006-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Cotinina (COT)	10 ng/mL, 50 ng/mL, 100 ng/mL, 200 ng/mL*, 500 ng/mL	Orina	Casete	D007-1002	25 T	CE
			Panel	D007-1014	25 T	CE
			Tira	D007-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Ácido etilendiamino-dimetilfosfínico (EDDP)	100 ng/mL, 300 ng/mL*	Orina	Casete	D008-1002	25 T	CE
			Panel	D008-1014	25 T	CE
			Tira	D008-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Glucurónido de etilo (ETG)	500 ng/mL*, 1000 ng/mL	Orina	Casete	D009-1002	25 T	CE
			Panel	D009-1014	25 T	CE
			Tira	D009-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Fentanilo (FYL)	10 ng/mL , 20 ng/mL* , 100 ng/mL , 200 ng/m	Orina	Casete	D010-1002	25 T	CE
			Panel	D010-1014	25 T	CE
			Tira	D010-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Ketamina (KET)	100 ng/mL, 300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL*	Orina	Casete	D011-1002	25 T	CE
			Panel	D011-1014	25 T	CE
			Tira	D011-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Éxtasis (MDMA)	500 ng/mL*, 1000 ng/mL	Orina	Casete	D012-1002	25 T	CE
			Panel	D012-1014	25 T	CE
			Tira	D012-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Metanfetamina (MET)	300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL*	Orina	Casete	D013-1002	25 T	CE
			Panel	D013-1014	25 T	CE
			Tira	D013-1001	50 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Morfina (MOP)	100 ng/mL, 300 ng/mL*	Orina	Casete	D014-1002	25 T	CE
			Panel	D014-1014	25 T	CE
			Tira	D014-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Metilfenidato (MPD)	300 ng/mL 1000 ng/mL*	Orina	Casete	D015-1002	25 T	CE
			Panel	D015-1014	25 T	CE
			Tira	D015-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Metadona (MTD)	200 ng/mL, 300 ng/mL* 300 ng/mL*	Orina	Casete	D016-1002	25 T	CE
			Panel	D016-1014	25 T	CE
			Tira	D016-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Opiáceos (OPI)	300 ng/mL, 2000 ng/mL*	Orina	Casete	D017-1002	25 T	CE
			Panel	D017-1014	25 T	CE
			Tira	D017-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Oxycodona (OXY)	100 ng/mL*	Orina	Casete	D018-1002	25 T	CE
			Panel	D018-1014	25 T	CE
			Tira	D018-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Fenciclidina (PCP)	25 ng/mL*	Orina	Casete	D019-1002	25 T	CE
			Panel	D019-1014	25 T	CE
			Tira	D019-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Marihuana Sintética (K2)	25 ng/mL, 30 ng/mL, 50 ng/mL*	Orina	Casete	D020-1002	25 T	CE
			Panel	D020-1014	25 T	CE
			Tira	D020-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Antidepresivos tricíclicos (TCA)	300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL*	Orina	Casete	D021-1002	25 T	CE
			Panel	D021-1014	25 T	CE
			Tira	D021-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Marihuana (THC)	20 ng/mL, 25 ng/mL, 50 ng/mL*, 150 ng/mL, 300 ng/mL, 600 ng/mL	Orina	Casete	D022-1002	25 T	CE
			Panel	D022-1014	25 T	CE
			Tira	D022-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Zolpidem (ZOL)	50 ng/mL*	Orina	Casete	D023-1002	25 T	CE
			Panel	D023-1014	25 T	CE
			Tira	D023-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Zopiclona (ZOP)	50 ng/mL*	Orina	Casete	D024-1002	25 T	CE
			Panel	D024-1014	25 T	CE
			Tira	D024-1001	50 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de múltiples drogas	Orina	2 parámetros	Casete	D000-1025	25 T	CE
		2 parámetros	Panel	D000-1024	25 T	CE
		3 parámetros	Casete	D000-1035	25 T	CE
		3 parámetros	Panel	D000-1034	25 T	CE
		4 parámetros	Casete	D000-1045	25 T	CE
		4 parámetros	Panel	D000-1044	25 T	CE
		5 parámetros	Casete	D000-1055	25 T	CE
		5 parámetros	Panel	D000-1054	25 T	CE
		6 parámetros	Casete	D000-1065	25 T	CE
		6 parámetros	Panel	D000-1064	25 T	CE
		7 parámetros	Casete	D000-1075	25 T	CE
		7 parámetros	Panel	D000-1074	25 T	CE
		8 parámetros	Casete	D000-1085	25 T	CE
		8 parámetros	Panel	D000-1084	25 T	CE
		9 parámetros	Casete	D000-1095	25 T	CE
		9 parámetros	Panel	D000-1094	25 T	CE
		10 parámetros	Casete	D000-1105	25 T	CE
		10 parámetros	Panel	D000-1104	25 T	CE
		11 parámetros	Casete	D000-1115	25 T	CE
		11 parámetros	Panel	D000-1114	25 T	CE
		12 parámetros	Casete	D000-1125	25 T	CE
		12 parámetros	Panel	D000-1124	25 T	CE
		13 parámetros	Casete	D000-1135	25 T	CE
		13 parámetros	Panel	D000-1134	25 T	CE
		14 parámetros	Casete	D000-1145	25 T	CE
		14 parámetros	Panel	D000-1144	25 T	CE
		15 parámetros	Casete	D000-1155	25 T	CE
		15 parámetros	Panel	D000-1154	25 T	CE
		16 parámetros	Casete	D000-1165	25 T	CE
		16 parámetros	Panel	D000-1164	25 T	CE
		17 parámetros	Casete	D000-1175	25 T	CE
		17 parámetros	Panel	D000-1174	25 T	CE
		18 parámetros	Panel	D000-1184	25 T	CE
		19 parámetros	Panel	D000-1194	25 T	CE
		20 parámetros	Panel	D000-1204	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de múltiples drogas (nota: con adulteración)	Orina	2 parámetros	Casete	DU00-1025	25 T	CE
		2 parámetros	Panel	DU00-1024	25 T	CE
		3 parámetros	Casete	DU00-1035	25 T	CE
		3 parámetros	Panel	DU00-1034	25 T	CE
		4 parámetros	Casete	DU00-1045	25 T	CE
		4 parámetros	Panel	DU00-1044	25 T	CE
		5 parámetros	Casete	DU00-1055	25 T	CE
		5 parámetros	Panel	DU00-1054	25 T	CE
		6 parámetros	Casete	DU00-1065	25 T	CE
		6 parámetros	Panel	DU00-1064	25 T	CE
		7 parámetros	Casete	DU00-1075	25 T	CE
		7 parámetros	Panel	DU00-1074	25 T	CE
		8 parámetros	Casete	DU00-1085	25 T	CE
		8 parámetros	Panel	DU00-1084	25 T	CE
		9 parámetros	Casete	DU00-1095	25 T	CE
		9 parámetros	Panel	DU00-1094	25 T	CE
		10 parámetros	Casete	DU00-1105	25 T	CE
		10 parámetros	Panel	DU00-1104	25 T	CE
		11 parámetros	Casete	DU00-1115	25 T	CE
		11 parámetros	Panel	DU00-1114	25 T	CE
		12 parámetros	Casete	DU00-1125	25 T	CE
		12 parámetros	Panel	DU00-1124	25 T	CE
		13 parámetros	Casete	DU00-1135	25 T	CE
		13 parámetros	Panel	DU00-1134	25 T	CE
		14 parámetros	Casete	DU00-1145	25 T	CE
		14 parámetros	Panel	DU00-1144	25 T	CE
		15 parámetros	Casete	DU00-1155	25 T	CE
		15 parámetros	Panel	DU00-1154	25 T	CE
		16 parámetros	Casete	DU00-1165	25 T	CE
		16 parámetros	Panel	DU00-1164	25 T	CE
		17 parámetros	Casete	DU00-1175	25 T	CE
		17 parámetros	Panel	DU00-1174	25 T	CE
		18 parámetros	Panel	DU00-1184	25 T	CE
		19 parámetros	Panel	DU00-1194	25 T	CE
		20 parámetros	Panel	DU00-1204	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Cup de 1 paso de prueba rápida de múltiples drogas	Orina	2 parámetros	Cup	D000-1027-A1	25 T	CE
		3 parámetros	Cup	D000-1037-A1	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	D000-1047-A1	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	D000-1057-A1	25 T	CE
		6 parámetros	Cup	D000-1067-A1	25 T	CE
		7 parámetros	Cup	D000-1077-A1	25 T	CE
		8 parámetros	Cup	D000-1087-A1	25 T	CE
		9 parámetros	Cup	D000-1097-A1	25 T	CE
		10 parámetros	Cup	D000-1107-A1	25 T	CE
		11 parámetros	Cup	D000-1117-A1	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	D000-1127-A1	25 T	CE
		13 parámetros	Cup	D000-1137-A1	25 T	CE
		14 parámetros	Cup	D000-1147-A1	25 T	CE
		15 parámetros	Cup	D000-1157-A1	25 T	CE
		2 parámetros	Cup	D000-1027-A2	25 T	CE
		3 parámetros	Cup	D000-1037-A2	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	D000-1047-A2	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	D000-1057-A2	25 T	CE
		6 parámetros	Cup	D000-1067-A2	25 T	CE
		7 parámetros	Cup	D000-1077-A2	25 T	CE
		8 parámetros	Cup	D000-1087-A2	25 T	CE
		9 parámetros	Cup	D000-1097-A2	25 T	CE
		10 parámetros	Cup	D000-1107-A2	25 T	CE
		11 parámetros	Cup	D000-1117-A2	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	D000-1127-A2	25 T	CE
		2 parámetros	Cup	D000-1027-A3	25 T	CE
		3 parámetros	Cup	D000-1037-A3	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	D000-1047-A3	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	D000-1057-A3	25 T	CE
		6 parámetros	Cup	D000-1067-A3	25 T	CE
		7 parámetros	Cup	D000-1077-A3	25 T	CE
		8 parámetros	Cup	D000-1087-A3	25 T	CE
		9 parámetros	Cup	D000-1097-A3	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Cup de 1 paso de prueba rápida de múltiples drogas	Orina	10 parámetros	Cup	D000-1107-A3	25 T	CE
		11 parámetros	Cup	D000-1117-A3	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	D000-1127-A3	25 T	CE
		13 parámetros	Cup	D000-1137-A3	25 T	CE
		14 parámetros	Cup	D000-1147-A3	25 T	CE
		15 parámetros	Cup	D000-1157-A3	25 T	CE
		16 parámetros	Cup	D000-1167-A3	25 T	CE
		17 parámetros	Cup	D000-1177-A3	25 T	CE
		18 parámetros	Cup	D000-1187-A3	25 T	CE
		19 parámetros	Cup	D000-1197-A3	25 T	CE
		20 parámetros	Cup	D000-1207-A3	25 T	CE
		21 parámetros	Cup	D000-1217-A3	25 T	CE
		22 parámetros	Cup	D000-1227-A3	25 T	CE
		2 parámetros	Cup	D000-1027-A10	25 T	CE
		3 parámetros	Cup	D000-1037-A10	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	D000-1047-A10	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	D000-1057-A10	25 T	CE
		6 parámetros	Cup	D000-1067-A10	25 T	CE
		7 parámetros	Cup	D000-1077-A10	25 T	CE
		8 parámetros	Cup	D000-1087-A10	25 T	CE
		9 parámetros	Cup	D000-1097-A10	25 T	CE
		10 parámetros	Cup	D000-1107-A10	25 T	CE
		11 parámetros	Cup	D000-1117-A10	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	D000-1127-A10	25 T	CE
		13 parámetros	Cup	D000-1137-A10	25 T	CE
		14 parámetros	Cup	D000-1147-A10	25 T	CE
		15 parámetros	Cup	D000-1157-A10	25 T	CE
		16 parámetros	Cup	D000-1167-A10	25 T	CE
		17 parámetros	Cup	D000-1177-A10	25 T	CE
		18 parámetros	Cup	D000-1187-A10	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Cup de 1 paso de prueba rápida de múltiples drogas (nota: con adulteración)	Orina	2 parámetros	Cup	DU00-1027-A1	25 T	CE
		3 parámetros	Cup	DU00-1037-A1	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	DU00-1047-A1	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	DU00-1057-A1	25 T	CE
		6 parámetros	Cup	DU00-1067-A1	25 T	CE
		7 parámetros	Cup	DU00-1077-A1	25 T	CE
		8 parámetros	Cup	DU00-1087-A1	25 T	CE
		9 parámetros	Cup	DU00-1097-A1	25 T	CE
		10 parámetros	Cup	DU00-1107-A1	25 T	CE
		11 parámetros	Cup	DU00-1117-A1	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	DU00-1127-A1	25 T	CE
		13 parámetros	Cup	DU00-1137-A1	25 T	CE
		14 parámetros	Cup	DU00-1147-A1	25 T	CE
		15 parámetros	Cup	DU00-1157-A1	25 T	CE
		2 parámetros	Cup	DU00-1027-A2	25 T	CE
		2 parámetros	Cup	DU00-1037-A2	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	DU00-1047-A2	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	DU00-1057-A2	25 T	CE
		6 parámetros	Cup	DU00-1067-A2	25 T	CE
		7 parámetros	Cup	DU00-1077-A2	25 T	CE
		8 parámetros	Cup	DU00-1087-A2	25 T	CE
		9 parámetros	Cup	DU00-1097-A2	25 T	CE
		10 parámetros	Cup	DU00-1107-A2	25 T	CE
		11 parámetros	Cup	DU00-1117-A2	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	DU00-1127-A2	25 T	CE
		2 parámetros	Cup	DU00-1027-A3	25 T	CE
		3 parámetros	Cup	DU00-1037-A3	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	DU00-1047-A3	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	DU00-1057-A3	25 T	CE
		6 parámetros	Cup	DU00-1067-A3	25 T	CE
		7 parámetros	Cup	DU00-1077-A3	25 T	CE
		8 parámetros	Cup	DU00-1087-A3	25 T	CE
		9 parámetros	Cup	DU00-1097-A3	25 T	CE
		10 parámetros	Cup	DU00-1107-A3	25 T	CE
		11 parámetros	Cup	DU00-1117-A3	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE	
Cup de 1 paso de prueba rápida de múltiples drogas (nota: con adulteración)	Orina	12 parámetros	Cup	DU00-1127-A3	25 T	CE	
		13 parámetros	Cup	DU00-1137-A3	25 T	CE	
		14 parámetros	Cup	DU00-1147-A3	25 T	CE	
		15 parámetros	Cup	DU00-1157-A3	25 T	CE	
		16 parámetros	Cup	DU00-1167-A3	25 T	CE	
		17 parámetros	Cup	DU00-1177-A3	25 T	CE	
		18 parámetros	Cup	DU00-1187-A3	25 T	CE	
		19 parámetros	Cup	DU00-1197-A3	25 T	CE	
		20 parámetros	Cup	DU00-1207-A3	25 T	CE	
		21 parámetros	Cup	DU00-1217-A3	25 T	CE	
		22 parámetros	Cup	DU00-1227-A3	25 T	CE	
		2 parámetros	Cup	DU00-1027-A10	25 T	CE	
		3 parámetros	Cup	DU00-1037-A10	25 T	CE	
		4 parámetros	Cup	DU00-1047-A10	25 T	CE	
		5 parámetros	Cup	DU00-1057-A10	25 T	CE	
		6 parámetros	Cup	DU00-1067-A10	25 T	CE	
		7 parámetros	Cup	DU00-1077-A10	25 T	CE	
		8 parámetros	Cup	DU00-1087-A10	25 T	CE	
		9 parámetros	Cup	DU00-1097-A10	25 T	CE	
		10 parámetros	Cup	DU00-1107-A10	25 T	CE	
		11 parámetros	Cup	DU00-1117-A10	25 T	CE	
		12 parámetros	Cup	DU00-1127-A10	25 T	CE	
		13 parámetros	Cup	DU00-1137-A10	25 T	CE	
		14 parámetros	Cup	DU00-1147-A10	25 T	CE	
		15 parámetros	Cup	DU00-1157-A10	25 T	CE	
		16 parámetros	Cup	DU00-1167-A10	25 T	CE	
		17 parámetros	Cup	DU00-1177-A10	25 T	CE	
		18 parámetros	Cup	DU00-1187-A10	25 T	CE	
		Cup de llave de prueba rápida de multiples drogas	2 parámetros	Cup	D000-1027-B1	25 T	CE
			3 parámetros	Cup	D000-1037-B1	25 T	CE
4 parámetros	Cup		D000-1047-B1	25 T	CE		
5 parámetros	Cup		D000-1057-B1	25 T	CE		
6 parámetros	Cup		D000-1067-B1	25 T	CE		
7 parámetros	Cup		D000-1077-B1	25 T	CE		
8 parámetros	Cup		D000-1087-B1	25 T	CE		
9 parámetros	Cup		D000-1097-B1	25 T	CE		
10 parámetros	Cup		D000-1107-B1	25 T	CE		

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Cup de llave de prueba rápida de multiples drogas	Orina	11 parámetros	Cup	D000-1117-B1	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	D000-1127-B1	25 T	CE
		2 parámetros	Cup	D000-1027-B2	25 T	CE
		3 parámetros	Cup	D000-1037-B2	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	D000-1047-B2	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	D000-1057-B2	25 T	CE
		6 parámetros	Cup	D000-1067-B2	25 T	CE
		7 parámetros	Cup	D000-1077-B2	25 T	CE
		8 parámetros	Cup	D000-1087-B2	25 T	CE
		9 parámetros	Cup	D000-1097-B2	25 T	CE
		10 parámetros	Cup	D000-1107-B2	25 T	CE
		11 parámetros	Cup	D000-1117-B2	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	D000-1127-B2	25 T	CE
		13 parámetros	Cup	D000-1137-B2	25 T	CE
		14 parámetros	Cup	D000-1147-B2	25 T	CE
		15 parámetros	Cup	D000-1157-B2	25 T	CE
16 parámetros		Cup	D000-1167-B2	25 T	CE	
Cup de llave de prueba rápida de multiples drogas (nota: con adulteración)		2 parámetros	Cup	DU00-1027-B1	25 T	CE
		3 parámetros	Cup	DU00-1037-B1	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	DU00-1047-B1	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	DU00-1057-B1	25 T	CE
		6 parámetros	Cup	DU00-1067-B1	25 T	CE
		7 parámetros	Cup	DU00-1077-B1	25 T	CE
		8 parámetros	Cup	DU00-1087-B1	25 T	CE
		9 parámetros	Cup	DU00-1097-B1	25 T	CE
		10 parámetros	Cup	DU00-1107-B1	25 T	CE
		11 parámetros	Cup	DU00-1117-B1	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	DU00-1127-B1	25 T	CE
		2 parámetros	Cup	DU00-1027-B2	25 T	CE
		3 parámetros	Cup	DU00-1037-B2	25 T	CE
		4 parámetros	Cup	DU00-1047-B2	25 T	CE
		5 parámetros	Cup	DU00-1057-B2	25 T	CE
	6 parámetros	Cup	DU00-1067-B2	25 T	CE	
7 parámetros	Cup	DU00-1077-B2	25 T	CE		
8 parámetros	Cup	DU00-1087-B2	25 T	CE		
9 parámetros	Cup	DU00-1097-B2	25 T	CE		
10 parámetros	Cup	DU00-1107-B2	25 T	CE		

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Cup de llave de prueba rápida de múltiples drogas (nota: con adulteración)	Orina	11 parámetros	Cup	DU00-1117-B2	25 T	CE
		12 parámetros	Cup	DU00-1127-B2	25 T	CE
		13 parámetros	Cup	DU00-1137-B2	25 T	CE
		14 parámetros	Cup	DU00-1147-B2	25 T	CE
		15 parámetros	Cup	DU00-1157-B2	25 T	CE
		16 parámetros	Cup	DU00-1167-B2	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	CE status
Prueba rápida de AB-PINACA (ABP)	10 ng/mL	Orina	Casete	D025-1002	25 T	CE
			Panel	D025-1014	25 T	CE
			Tira	D025-1001	50 T	CE
Prueba rápida de α-pirrolidinovalerofenona (α-PVP)	300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL*	Orina	Casete	D026-1002	25 T	CE
			Panel	D026-1014	25 T	CE
			Tira	D026-1001	25/50 T	CE
Prueba rápida de Catalina (CAT)	150 ng/mL*	Orina	Casete	D027-1002	25 T	CE
			Panel	D027-1014	25 T	CE
			Tira	D027-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Carisoprodol (CAR)	2000 ng/mL	Orina	Casete	D028-1002	25 T	CE
			Panel	D028-1014	25 T	CE
			Tira	D028-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Carfentanilo (CFYL)	250 ng/mL, 500 ng/mL*	Orina	Casete	D029-1002	25 T	CE
			Panel	D029-1014	25 T	CE
			Tira	D029-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Citalopram (CIT)	500 ng/mL	Orina	Casete	D030-1002	25 T	CE
			Panel	D030-1014	25 T	CE
			Tira	D030-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Fluoketamina (FKET)	500 ng/mL	Orina	Casete	D031-1002	25 T	CE
			Panel	D031-1014	25 T	CE
			Tira	D031-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Fluoxetina (FLX)	1000 ng/mL	Orina	Casete	D032-1002	25 T	CE
			Panel	D032-1014	25 T	CE
			Tira	D032-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Gabapentina (GAB)	2000 ng/mL	Orina	Casete	D033-1002	25 T	CE
			Panel	D033-1014	25 T	CE
			Tira	D033-1001	50 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas


Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Kratom (KRA)	300 ng/mL*	Orina	Casete	D034-1002	25 T	CE
			Panel	D034-1014	25 T	CE
			Tira	D034-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Dietilamida del ácido lisérgico (LSD)	10 ng/mL, 20 ng/mL*, 50 ng/mL	Orina	Casete	D035-1002	25 T	CE
			Panel	D035-1014	25 T	CE
			Tira	D035-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Metcatinona (MCAT)	500 ng/mL	Orina	Casete	D036-1002	25 T	CE
			Panel	D036-1014	25 T	CE
			Tira	D036-1001	25/50 T	CE
Prueba rápida de Mescalina (MES)	100 ng/mL*, 300 ng/mL	Orina	Casete	D037-1002	25 T	CE
			Panel	D037-1014	25 T	CE
			Tira	D037-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Meperidina (MPRD)	100 ng/mL	Orina	Casete	D038-1002	25 T	CE
			Panel	D038-1014	25 T	CE
			Tira	D038-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Metacualona (MQL)	300 ng/mL*	Orina	Casete	D039-1002	25 T	CE
			Panel	D039-1014	25 T	CE
			Tira	D039-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Pregabalina (PGB)	50 µg/mL*, 500 ng/mL	Orina	Casete	D040-1002	25 T	CE
			Panel	D040-1014	25 T	CE
			Tira	D040-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Tilidina (TLD)	50 ng/mL*	Orina	Casete	D041-1002	25 T	CE
			Panel	D041-1014	25 T	CE
			Tira	D041-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Tramadol (TML)	100 ng/mL*, 200 ng/mL, 300 ng/mL	Orina	Casete	D042-1002	25 T	CE
			Panel	D042-1014	25 T	CE
			Tira	D042-1001	50 T	CE
Prueba rápida de UR-144	25 ng/mL	Orina	Casete	D043-1002	25 T	CE
			Panel	D043-1014	25 T	CE
			Tira	D043-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Cannabinol (CNB)	500 ng/mL	Orina	Casete	D050-1002	25 T	CE
			Panel	D050-1014	25 T	CE
			Tira	D050-1001	50 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Risperidona (RPD)	150 ng/mL	Orina	Casete	D051-1002	25 T	CE
			Panel	D051-1014	25 T	CE
			Tira	D051-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Papaverina (PAP)	500 ng/mL*	Orina	Casete	D052-1002	25 T	CE
			Panel	D052-1014	25 T	CE
			Tira	D052-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Alprazolam (ALP)	100 ng/mL*	Orina	Casete	D053-1002	25 T	CE
			Panel	D053-1014	25 T	CE
			Tira	D053-1001	25/50 T	CE
Prueba rápida de Cafeína (CAF)	1000 ng/mL*	Orina	Casete	D054-1002	25 T	CE
			Panel	D054-1014	25 T	CE
			Tira	D054-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Clonazepam (CLO)	150 ng/mL, 400 ng/mL*	Orina	Casete	D055-1002	25 T	CE
			Panel	D055-1014	25 T	CE
			Tira	D055-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Diazepam (DIA)	300 ng/mL*	Orina	Casete	D047-1002	25 T	CE
			Panel	D047-1014	25 T	CE
			Tira	D047-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Mefedrona HCl (MEP)	100 ng/mL*	Orina	Casete	D056-1002	25 T	CE
			Panel	D056-1014	25 T	CE
			Tira	D056-1001	50 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Quetiapina (QTP)	1000 ng/mL	Orina	Casete	D057-1002	25 T	CE
			Panel	D057-1014	25 T	CE
			Tira	D057-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Trazodona (TZD)	200 ng/mL	Orina	Casete	D058-1002	25 T	CE
			Panel	D058-1014	25 T	CE
			Tira	D058-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Zaleplon (ZAL)	100 ng/mL	Orina	Casete	D059-1002	25 T	CE
			Panel	D059-1014	25 T	CE
			Tira	D059-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Tropicmida (TRO)	350 ng/mL*	Orina	Casete	D060-1002	25 T	CE
			Panel	D060-1014	25 T	CE
			Tira	D060-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Acetaminofén (ACE)	5000 ng/mL*	Orina	Casete	D046-1002	25 T	CE
			Panel	D046-1014	25 T	CE
			Tira	D046-1001	50 T	CE
Prueba rápida de 6-Monoacetilmorfina (6-MAM)	10 ng/mL*	Orina	Casete	D044-1002	25 T	CE
			Panel	D044-1014	25 T	CE
			Tira	D044-1001	50 T	CE
Prueba rápida de N, N-Dimetiltriptamina (NND)	1000 ng/mL*	Orina	Casete	D065-1002	40/25 T	NON-CE
			Panel	D065-1014	40/25 T	NON-CE
			Tira	D065-1001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de Mirtazapina (MTZ)	500 ng/mL*	Orina	Casete	D066-1002	40/25 T	NON-CE
			Panel	D066-1014	40/25 T	NON-CE
			Tira	D066-1001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de Escopolamina (SCOP)	500 ng/mL*	Orina	Casete	D067-1002	40/25 T	NON-CE
			Panel	D067-1014	40/25 T	NON-CE
			Tira	D067-1001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de Tapentadol (TAP)	1000 ng/mL*	Orina	Casete	D068-1002	40/25 T	NON-CE
			Panel	D068-1014	40/25 T	NON-CE
			Tira	D068-1001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de Etomidato (ETO)	1000 ng/mL*	Orina	Casete	D069-1002	25/40 T	CE
			Panel	D069-1014	25/40 T	CE
			Tira	D069-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Psilocybina (PY)	500 ng/mL*	Orina	Casete	D070-1002	25/40 T	CE
			Panel	D070-1014	25/40 T	CE
			Tira	D070-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Xilacina(XYL)	1000 ng/mL*	Orina	Casete	D071-1002	25/40 T	CE
			Panel	D071-1014	25/40 T	CE
			Tira	D071-1001	50 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Tenanfetamina (MDA)	500 ng/mL*	Orina	Casete	D048-1002	25 T	CE
			Panel	D048-1014	25 T	CE
			Tira	D048-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Metilendioxipirovalerona (MDPV)	300 ng/mL, 500 ng/mL, 1000 ng/mL*	Orina	Casete	D045-1002	25 T	CE
			Panel	D045-1014	25 T	CE
			Tira	D045-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Olanzapina (OZP)	1000 ng/mL*	Orina	Casete	D061-1002	25/40 T	CE
			Panel	D061-1014	25/40 T	CE
			Tira	D061-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Propoxifeno (PPX)	300 ng/mL*	Orina	Casete	D049-1002	25/40 T	CE
			Panel	D049-1014	25/40 T	CE
			Tira	D049-1001	50 T	CE
Prueba rápida de Anfetamina (AMP)	50 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D002-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D002-8003	25 T	CE
Prueba rápida de α-pirrolidinovalerofenona (α-PVP)	300 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D026-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D026-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Barbitúrico (BAR)	50 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D003-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D003-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Buprenorfina (BUP)	10 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D004-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D004-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Benzodiazepinas (BZO)	20 ng/mL, 30 ng/mL*, 50 ng/mL	Fluido oral	Casete	D005-8002	25 T	CE
	30 ng/mL*		Dispositivo	D005-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Cocaína (COC)	20 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D006-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D006-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Carfentanilo (CFYL)	50 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D029-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D029-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Cotinina (COT)	20 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D007-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D007-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Fentanilo (FYL)	20 ng/mL, 50 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D010-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D010-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Ketamina (KET)	50 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D011-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D011-8003	25 T	CE
Prueba rápida de 6-Monoacetilmorfina (6-MAM)	10 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D044-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D044-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Éxtasis (MDMA)	50 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D012-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D012-8003	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Metilendioxipirovalerona (MDPV)	300 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D045-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D045-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Metanfetamina (MET)	50 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D013-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D013-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Metadona (MTD)	30 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D016-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D016-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Opiáceos (OPI)	40 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D017-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D017-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Oxycodona (OXY)	20 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D018-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D018-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Fenciclidina (PCP)	10 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D019-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D019-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Marihuana Sintética (K2)	25 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D020-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D020-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Marihuana (THC)	20 ng/mL*, 50 ng/mL	Fluido oral	Casete	D022-P8002	25 T	CE
	50 ng/mL*		Dispositivo	D022-8003	25 T	CE
Prueba rápida de Tramadol (TML)	30 ng/mL*	Fluido oral	Casete	D042-8002	25 T	CE
			Dispositivo	D042-8003	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	CE status
Prueba rápida de múltiples drogas (Fluido oral)	Fluido oral	2 parámetros	Dispositivo	D000-8023-A	25 T	CE
		3 parámetros	Dispositivo	D000-8033-A	25 T	CE
		4 parámetros	Dispositivo	D000-8043-A	25 T	CE
		5 parámetros	Dispositivo	D000-8053-A	25 T	CE
		6 parámetros	Dispositivo	D000-8063-A	25 T	CE
		7 parámetros	Dispositivo	D000-8073-A	25 T	CE
		2 parámetros	Dispositivo	D000-8023-B	25 T	CE
		3 parámetros	Dispositivo	D000-8033-B	25 T	CE
		4 parámetros	Dispositivo	D000-8043-B	25 T	CE
		5 parámetros	Dispositivo	D000-8053-B	25 T	CE
		6 parámetros	Dispositivo	D000-8063-B	25 T	CE
		7 parámetros	Dispositivo	D000-8073-B	25 T	CE
		8 parámetros	Dispositivo	D000-8083-B	25 T	CE
		9 parámetros	Dispositivo	D000-8093-B	25 T	CE
		2 parámetros	Dispositivo	D000-8023-D	25 T	CE
		3 parámetros	Dispositivo	D000-8033-D	25 T	CE
		4 parámetros	Dispositivo	D000-8043-D	25 T	CE
		5 parámetros	Dispositivo	D000-8053-D	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de múltiples drogas (Fluido oral)	Fluido oral	6 parámetros	Dispositivo	D000-8063-D	25 T	CE
		7 parámetros	Dispositivo	D000-8073-D	25 T	CE
		8 parámetros	Dispositivo	D000-8083-D	25 T	CE
		9 parámetros	Dispositivo	D000-8093-D	25 T	CE
		10 parámetros	Dispositivo	D000-8103-D	25 T	CE
		11 parámetros	Dispositivo	D000-8113-D	25 T	CE
		12 parámetros	Dispositivo	D000-8123-D	25 T	CE
Casete de prueba rápida de múltiples drogas (Fluido oral)	Fluido oral	2 parámetros	Casete	D000-8025-A	25 T	CE
		3 parámetros	Casete	D000-8035-A	25 T	CE
		4 parámetros	Casete	D000-8045-A	25 T	CE
		5 parámetros	Casete	D000-8055-A	25 T	CE
		6 parámetros	Casete	D000-8065-A	25 T	CE
		7 parámetros	Casete	D000-8075-A	25 T	CE
		8 parámetros	Casete	D000-8085-A	25 T	CE
		9 parámetros	Casete	D000-8095-A	25 T	CE
		2 parámetros	Casete	D000-8025-B	25 T	CE
		3 parámetros	Casete	D000-8035-B	25 T	CE
		4 parámetros	Casete	D000-8045-B	25 T	CE
		5 parámetros	Casete	D000-8055-B	25 T	CE
		6 parámetros	Casete	D000-8065-B	25 T	CE
		7 parámetros	Casete	D000-8075-B	25 T	CE
		8 parámetros	Casete	D000-8085-B	25 T	CE
Cup de prueba rápida de múltiples drogas (Fluido oral)	Fluido oral	2 parámetros	Cup	D000-8027	20 T	CE
		3 parámetros	Cup	D000-8037	20 T	CE
		4 parámetros	Cup	D000-8047	20 T	CE
		5 parámetros	Cup	D000-8057	20 T	CE
		6 parámetros	Cup	D000-8067	20 T	CE
		7 parámetros	Cup	D000-8077	20 T	CE
		8 parámetros	Cup	D000-8087	20 T	CE
		9 parámetros	Cup	D000-8097	20 T	CE
		10 parámetros	Cup	D000-8107	20 T	CE
		11 parámetros	Cup	D000-8117	20 T	CE
		12 parámetros	Cup	D000-8127	20 T	CE
		2 parámetros	Cup	D000-8027-C	20 T	CE
		3 parámetros	Cup	D000-8037-C	20 T	CE
		4 parámetros	Cup	D000-8047-C	20 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Cup de prueba rápida de múltiples drogas (Fluido oral)	Fluido oral	5 parámetros	Cup	D000-8057-C	20 T	CE
		6 parámetros	Cup	D000-8067-C	20 T	CE
		7 parámetros	Cup	D000-8077-C	20 T	CE
		8 parámetros	Cup	D000-8087-C	20 T	CE
		9 parámetros	Cup	D000-8097-C	20 T	CE
		10 parámetros	Cup	D000-8107-C	20 T	CE
		11 parámetros	Cup	D000-8117-C	20 T	CE
		12 parámetros	Cup	D000-8127-C	20 T	CE
		13 parámetros	Cup	D000-8137-C	20 T	CE
		14 parámetros	Cup	D000-8147-C	20 T	CE
		15 parámetros	Cup	D000-8157-C	20 T	CE
		16 parámetros	Cup	D000-8167-C	20 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Acetaminofén (ACE)	5000 ng/mL	Polvo	Panel	D046-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Anfetamina (AMP)	1000 ng/mL	Polvo	Panel	D002-X014	25 T	CE
Prueba rápida de α-pirrolidinovalerofenona (α-PVP)	1000 ng/mL	Polvo	Panel	D026-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Barbitúrico (BAR)	300 ng/mL	Polvo	Panel	D003-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Buprenorfina (BUP)	10 ng/mL	Polvo	Panel	D004-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Benzodiazepinas (BZO)	300 ng/mL	Polvo	Panel	D005-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Cocaína (COC)	300 ng/mL	Polvo	Panel	D006-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Carfentanilo (CFYL)	500 ng/mL	Polvo	Panel	D029-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Cotinina (COT)	200 ng/mL	Polvo	Panel	D007-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Diazepam (DIA)	300 ng/mL	Polvo	Panel	D047-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Fentanilo (FYL)	200 ng/mL	Polvo	Panel	D010-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Ketamina (KET)	1000 ng/mL	Polvo	Panel	D011-X014	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Dietilamida del ácido lisérgico (LSD)	20 ng/mL	Polvo	Panel	D035-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Éxtasis (MDMA)	500 ng/mL	Polvo	Panel	D012-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Tenanfetamina (MDA)	500 ng/mL	Polvo	Panel	D048-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Metilendioxiptovalerona (MDPV)	1000 ng/mL	Polvo	Panel	D045-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Metilfenidato (MPD)	300 ng/mL	Polvo	Panel	D015-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Metanfetamina (MET)	1000 ng/mL	Polvo	Panel	D013-X014	25/40 T	CE
Prueba rápida de Morfina (MOP)	300 ng/mL	Polvo	Panel	D014-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Metacualona (MQL)	300 ng/mL	Polvo	Panel	D039-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Metadona (MTD)	300 ng/mL	Polvo	Panel	D016-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Oxiconona (OXY)	100 ng/mL	Polvo	Panel	D018-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Opiáceos (OPI)	2000 ng/mL	Polvo	Panel	D017-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Fenciclidina (PCP)	25 ng/mL	Polvo	Panel	D019-X014	25 T	CE
Propoxyphene (PPX) Rapid Test (Polvo)	300 ng/mL	Polvo	Panel	D049-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Marihuana Sintética (K2)	50 ng/mL	Polvo	Panel	D020-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Antidepresivos tricíclicos (TCA)	1000 ng/mL	Polvo	Panel	D021-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Marihuana (THC)	50 ng/mL	Polvo	Panel	D022-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Tramadol (TML)	100 ng/mL	Polvo	Panel	D042-X014	25 T	CE
Prueba rápida de Zolpidem (ZOL)	50 ng/mL	Polvo	Panel	D023-X014	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de múltiples drogas	Polvo	2 parámetros	Panel	D000-X024	25 T	CE
		3 parámetros	Panel	D000-X034	25 T	CE
		4 parámetros	Panel	D000-X044	25 T	CE
		5 parámetros	Panel	D000-X054	25 T	CE
		6 parámetros	Panel	D000-X064	25 T	CE
		7 parámetros	Panel	D000-X074	25 T	CE
		8 parámetros	Panel	D000-X084	25 T	CE
		9 parámetros	Panel	D000-X094	25 T	CE
		10 parámetros	Panel	D000-X104	25 T	CE
		11 parámetros	Panel	D000-X114	25 T	CE
		12 parámetros	Panel	D000-X124	25 T	CE
		13 parámetros	Panel	D000-X134	25 T	CE
		14 parámetros	Panel	D000-X144	25 T	CE
		15 parámetros	Panel	D000-X154	25 T	CE
		16 parámetros	Panel	D000-X164	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	CE status
Prueba rápida de Anfetamina (AMP)	80 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D002-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Barbitúrico (BAR)	100 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D003-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Buprenorfina (BUP)	5 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D004-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Benzodiazepinas (BZO)	100 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D005-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Cocaína (COC)	50 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D006-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Cotinina (COT)	10 ng/mL, 100 ng/mL*	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D007-4002	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Ácido etilendiamino-dimetilfosfónico (EDDP)	50 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D008-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Fentanilo (FYL)	15 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D010-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Ketamina (KET)	200 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D011-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Dietilamida del ácido lisérgico (LSD)	20 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D035-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Éxtasis (MDMA)	50 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D012-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Tenanfetamina (MDA)	80 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D048-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Metilendioxipirovalerona (MDPV)	500 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D045-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Metanfetamina (MET)	70 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D013-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Morfina (MOP)	40 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D014-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Metadona (MTD)	40 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D016-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Oxycodona (OXY)	20 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D018-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Fenciclidina (PCP)	20 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D019-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Propoxifeno (PPX)	100 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D049-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Marihuana Sintética (K2)	100 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D020-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Antidepresivos tricíclicos (TCA)	300 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D021-4002	25 T	CE
Prueba rápida de Marihuana (THC)	35 ng/mL*, 50 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D022-4002	10/25 T	CE
Prueba rápida de Tramadol (TML)	50 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	D042-4002	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de múltiples drogas	Sangre entera/ Suero/Plasma	2 parámetros	Casete	D000-4025	10/25 T	CE
		3 parámetros	Casete	D000-4035	10/25 T	CE
		4 parámetros	Casete	D000-4045	10/25 T	CE
		5 parámetros	Casete	D000-4055	10/25 T	CE
		6 parámetros	Casete	D000-4065	10/25 T	CE
		7 parámetros	Casete	D000-4075	10/25 T	CE
		8 parámetros	Casete	D000-4085	10/25 T	CE
		9 parámetros	Casete	D000-4095	10/25 T	CE
		10 parámetros	Casete	D000-4105	10/25 T	CE
		11 parámetros	Casete	D000-4115	10/25 T	CE
		12 parámetros	Casete	D000-4125	10/25 T	CE
		13 parámetros	Casete	D000-4135	10/25 T	CE
		14 parámetros	Casete	D000-4145	10/25 T	CE
		15 parámetros	Casete	D000-4155	10/25 T	CE
		16 parámetros	Casete	D000-4165	10/25 T	CE
		17 parámetros	Casete	D000-4175	10/25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Anfetamina (AMP)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D002-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Barbitúrico (BAR)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D003-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Buprenorfina (BUP)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D004-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Benzodiazepinas (BZO)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D005-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Cocaína (COC)	0.5 ng/mg	Pelo	Casete	D006-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Cotinina (COT)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D007-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Ketamina (KET)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D011-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de 6-Monoacetilmorfina (6-MAM)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D044-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Éxtasis (MDMA)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D012-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Metanfetamina (MET)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D013-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Morfina (MOP)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D014-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Oxycodona (OXY)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D018-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Fenciclidina (PCP)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D019-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de Marihuana Sintética (K2)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D020-H9002	10 T	CE
Prueba rápida de AB-PINACA (ABP)	0.2 ng/mg	Pelo	Casete	D025-H9002	10 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas Rápidas de Abuso de Drogas

Nombre del producto	Muestra Formato	Drogas	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de múltiples drogas	Pelo	2 parámetros	Casete	D000-H9025	10 T	CE
		3 parámetros	Casete	D000-H9035	10 T	CE
		4 parámetros	Casete	D000-H9045	10 T	CE
		5 parámetros	Casete	D000-H9055	10 T	CE
		6 parámetros	Casete	D000-H9065	10 T	CE
		7 parámetros	Casete	D000-H9075	10 T	CE
		8 parámetros	Casete	D000-H9085	10 T	CE
		9 parámetros	Casete	D000-H9095	10 T	CE
		10 parámetros	Casete	D000-H9105	10 T	CE
		11 parámetros	Casete	D000-H9115	10 T	CE
		12 parámetros	Casete	D000-H9125	10 T	CE
		13 parámetros	Casete	D000-H9135	10 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Prueba rápida de Droga en Bebida


Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de Droga en Bebida - Barbitúricos (BAR)	600 ng/mL	Bebida	Casete	D072-D002	10 T	NON-CE
			Tira	D072-D001		
			Panel	D072-D014		
Prueba rápida de Droga en Bebida - Benzodiazepines (BZO)	600 ng/mL	Bebida	Casete	D073-D002	10 T	NON-CE
			Tira	D073-D001		
			Panel	D073-D014		
Prueba rápida de Droga en Bebida - Fentanyl (FYL)	200 ng/mL	Bebida	Casete	D074-D002	10 T	NON-CE
			Tira	D074-D001		
			Panel	D074-D014		
Prueba rápida de Droga en Bebida - γ-Hydroxybutyric acid (GHB)	10000 ng/mL	Bebida	Casete	D075-D002	10 T	NON-CE
			Tira	D075-D001		
			Panel	D075-D014		
Prueba rápida de Droga en Bebida - Methamphetamine (MET)	2000 ng/mL	Bebida	Casete	D076-D002	10 T	NON-CE
			Tira	D076-D001		
			Panel	D076-D014		
Prueba rápida de Droga en Bebida - Phencyclidine (PCP)	50 ng/mL	Bebida	Casete	D077-D002	10 T	NON-CE
			Tira	D077-D001		
			Panel	D077-D014		
Prueba rápida de Droga en Bebida - Scopolamine (SCOP)	2000 ng/mL	Bebida	Casete	D078-D002	10 T	NON-CE
			Tira	D078-D001		
			Panel	D078-D014		
Prueba rápida de Droga en Bebida - Tramadol (TML)	600 ng/mL	Bebida	Casete	D079-D002	10 T	NON-CE
			Tira	D079-D001		
			Panel	D079-D014		
Prueba rápida de Droga en Bebida - Zolpidem (ZOL)	100 ng/mL	Bebida	Casete	D080-D002	10 T	NON-CE
			Tira	D080-D001		
			Panel	D080-D014		
Prueba rápida de Droga en Bebida - 2~9 analytes	/	Bebida	Casete	D000-D025	10 T	NON-CE
				D000-D035		
				D000-D045		
				D000-D055		
				D000-D065		
				D000-D075		
				D000-D085		
Prueba rápida de Droga en Bebida - 2~9 analytes	/	Bebida	Panel	D000-D024	10 T	NON-CE
				D000-D034		
				D000-D044		
				D000-D054		
				D000-D064		
				D000-D074		
				D000-D084		
				D000-D094		

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses

Pruebas rápidas para Marcadores Tumorales

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de AFP	10 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	T001-4002	25 T	CE
Prueba rápida de CEA	5 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	T002-4002	25 T	CE
Prueba rápida de CA125	40 U/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	T003-4002	10 T	CE
Prueba rápida de CA15-3	30 U/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	T004-4002	10 T	CE
Prueba rápida de CA19-9	40 U/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	T005-4002	10 T	CE
Prueba rápida de FOB	25 ng/mL, 40 ng/mL, 50 ng/mL*, 100 ng/mL	Heces	Casete	T006-6002	25 T	CE
	40 ng/mL, 50 ng/mL*	Heces	Tira	T006-6001	25 T	CE
Prueba rápida de FOB	50 ng/mL	Heces	Cup	T006-6007	1 T/10 T	NON-CE
Prueba rápida de combinada de calprotectina y FOB	Ver Insertar	Heces	Casete	T007-6025	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de transferrina y FOB	Ver Insertar	Heces	Casete	T008-6025	25 T	CE
Prueba rápida de combinada de Hb+Hb-Hp	50 ng/mL	Heces	Casete	T009-6025	25 T	CE
Prueba rápida de combinada de transferrina/FOB y Hb-Hp	Ver Insertar	Heces	Casete	T087-6035	10/20/25 T	CE
Prueba rápida de cualitativa de PSA	4 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	T011-Q4001	25 T	NON-CE
			Casete	T011-Q4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de PSA	3-10 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	T010-4002	25 T	NON-CE


* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Pruebas rápidas para Marcadores Cardíacos

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de troponina I cardíaca (cTnI)	0.5 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C001-4002	10 T	CE
Prueba rápida de troponina T cardíaca (cTnT)	0.5 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C002-4002	10 T	CE
Prueba rápida de CK-MB	5 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C003-4002	10 T	CE
Prueba rápida de mioglobina	50 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C004-4002	10 T	CE
Prueba rápida de H-FABP	8 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C005-4002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de H-FABP y cTnI	Ver Insertar	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C006-4025	25 T	CE
Prueba rápida de combinada de mioglobina/CK-MB/troponina I	Ver Insertar	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C007-4035	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de H-FABP y mioglobina/CK-MB/troponina cardíaca I	Ver Insertar	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C007-4045	10 T	CE
Prueba rápida de NT-proBNP	0.45 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C008-4002	10 T	CE
Prueba rápida de dímero D	500 ng/mL*	Sangre entera /Plasma	Casete	C009-4002	10 T	CE
Prueba rápida de proteína C reactiva	10 µg/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	C010-4001	10 T	CE
	10 µg/mL*		Casete	C010-4002	10 T	CE
Prueba rápida de semicuantitativa de proteína C reactiva	10-40-80 µg/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Tira	C010-U4001	10 T	CE
	10-40-80 µg/mL		Casete	C010-U4002	10 T	CE
	10-30 µg/mL		Casete	C010-T4002	10 T	CE
Prueba rápida de procalcitonina (PCT) (Suero/Plasma)	1 ng/mL	Suero/Plasma	Casete	C011-3002	10 T	CE
Prueba rápida de procalcitonina (PCT)(Sangre entera/Suero/Plasma)	1 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	C011-4002	10 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Otras pruebas rápidas

Nombre del producto	Límite de detección	Muestra Formato	Formato	Categoría	Pruebas por kit	Estado CE
Prueba rápida de ferritina	30 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	O001-4002	10 T	CE
Prueba rápida de semicuantitativa de ferritina	13-30 ng/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	O001-T4002	10 T	CE
Prueba rápida de fertilidad masculina de SP-10	15 million/mL	Esperma	Casete	O002-9002	1/2 T	CE
Prueba rápida de TSH	5 µIU/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	O003-4002	25 T	CE
Prueba rápida de vitamina D	10-30-100 ng/mL	Sangre entera	Casete	O004-4002	10 T	CE
Prueba rápida de HbA1c	6%~9%	Sangre entera	Casete	O005-4002	10 T	CE
Prueba rápida de manchas de sangre	50 ng/mL	Mancha	Tira	O006-9001	50 T	NON-CE
Prueba rápida de manchas de sangre	50 ng/mL	Mancha	Casete	O006-9002	10 T	CE
Prueba rápida de semen humano	4 ng/mL	Mancha	Tira	O007-9001	50 T	CE
	4 ng/mL		Casete	O007-9002	25 T	CE
Prueba rápida de calprotectina	50 µg/g	Heces	Casete	O008-6002	10 T	CE
Prueba rápida de lactoferrina	100 ng/mL	Heces	Casete	O009-6002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de calprotectina y lactoferrina	/	Heces	Casete	O010-6025	10 T	CE
Prueba rápida de IgE	200 IU/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	O011-4002	10 T	CE
Prueba rápida de factor reumatoide	25 IU/mL	Suero/Plasma	Casete	O012-3002	20 T	CE
Prueba rápida de semicuantitativa de microalbúmina	20-40- 60-80 µg/mL	Orina	Tira	O013-1001	50 T	CE
			Casete	O013-1002	25 T	CE
Prueba rápida de cuantitativa de microalbúmina	20 µg/mL	Orina	Tira	O014-1001	50 T	CE
			Casete	O014-1002	25 T	CE
Prueba rápida de SAA	10 µg/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	O015-4002	10 T	CE
Prueba rápida de combinada de SAA y CRP	10 µg/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	O016-4025	10 T	CE
Prueba rápida de grupos sanguíneos ABO	/	Sangre entera	Casete	O019-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de grupos sanguíneos ABO y RhD	/	Sangre entera	Casete	O020-4002	25 T	NON-CE
Prueba rápida de Ácaros del polvo IgE	0.35 IU/mL	Sangre entera/ Suero/Plasma	Casete	O024-4002	25 T	CE

* Temperatura de almacenamiento: 2 – 30 °C Vida útil: 24 meses



Hangzhou Tongzhou Biotechnology Co., Ltd.

Room 102, Building 4, No. 191, Xintian Road, Yunhe Street,
Linping District, Hangzhou, China.

Email: Tongzhou01@tongzhoubio.com service@tongzhoubio.com.

Website: <http://tongzhoubio.com/>